

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

L'azienda Tecno Vision Srl, con sede a Misano Adriatico (RN), in via Tazio Nuvolari 22, CAP 47843, Partita IVA e Codice Fiscale 04247980404, Numero REA: RN-332173, in qualità di fabbricante, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che l'occhiale premontato

**MODELLO 800DIS**

in tutte le sue varianti di colore

è un dispositivo medico di classe I (Regola 1 Capo III dell'allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745), il cui uso inteso è la correzione di difetti visivi.

Dichiara inoltre che esso è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai Dispositivi Medici e alla norma EN 14139:2010.

Misano Adriatico, 18/01/2022

Firma

Massimo Belletti  
Amministratore

**TECNO VISION SRL**  
Via Tazio Nuvolari, 22  
47843 Misano A. (RN)  
C.F./P.IVA 04 247 980 404


1. Numero di registrazione unico del fabbricante:
2. UDI-DI di base: 805061620OCCHMETALLOFA

20 mm


40 mm

<p><b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO</b></p> <p>Al fine di valutare correttamente l'entità e la natura di un difetto visivo è necessario il preventivo esame della vista. In ogni caso la valutazione del difetto visivo non può essere basata sull'autodiagnosi o sulla scelta dagli occhiali considerati adatti per approssimazioni successive.</p> <p>Gli occhiali premontati per la presbiopia (occhiali industrialmente con lenti di identico potere diottrico), sono indicati ESCLUSIVAMENTE per la correzione della presbiopia "semplice".</p> <p>Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non</p>	<p>devono essere usati per la guida né per la visione da lontano, né per la protezione degli occhi. L'uso improprio ovvero l'utilizzo di una prescrizione sbagliata di occhiali può essere causa di veri disturbi della visione, con possibile cecità. In tal caso è necessario un controllo oculistico. Solo il Medico Oculista è in grado di valutare lo stato di salute degli occhi e l'entità dei disturbi visivi.</p> <p>Gli occhiali premontati per la presbiopia "complessa" non devono essere utilizzati in caso di presbiopia "complessa".</p> <p>Gli occhiali premontati non migliorano la visione in caso di patologia dell'occhio, quali la cataratta o le degenerazioni maculari.</p> <p>La presbiopia è caratterizzata da un indebolimento fisiologico e progressivo della vista che si manifesta, in genere, dopo i 45 anni con una serie di disturbi quali difficoltà di leggere il giornale o di distinguere bene da vicino gli oggetti di piccole dimensioni.</p> <p>La presbiopia si considera "semplice" quando per la correzione del difetto visivo vengono gli occhi necessitano dello stesso numero di diottrie correttive. Le diottrie sono l'unità di misura della capacità visiva.</p> <p>La presbiopia si considera "complessa" in presenza di astigmatismo o di anisometropia o quando il numero di diottrie in</p>	<p>ciascun occhio è diverso.</p> <p>L'astigmatismo è un difetto della vista dovuto a irregolare curvatura della cornea che determina una visione delle immagini sfuocata e deformata.</p> <p>L'anisometropia è caratterizzata da un differente vizio di rifrazione nei due occhi.</p> <p>Gli occhiali premontati da lettura "distinguo" sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745.</p> <p>Tuttavia non si può escludere che soggetti particolarmente sensibili o allergici possano manifestare reazioni avverse per contatto con i materiali e trattamenti utilizzati per le montature.</p>	<p><b>CONSERVAZIONE E PULIZIA</b></p> <p>Quando non in uso e per il trasporto, conservare la montatura nella propria custodia originale ad una temperatura compresa tra +10°C e +35°C.</p> <p>Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotta dell'auto) perché le temperature che si raggiungono in queste condizioni possono danneggiare la funzionalità della montatura.</p> <p>In caso di contatto occasionale con agenti come acqua salata (acqua del mare), acqua della piscina, prodotti chimici come cosmetici, lacca per capelli, creme solari e repellenti per insetti si consiglia la</p>	<p>rimozione immediata con un panno morbido inumidito.</p> <p>Per la pulizia utilizzare un panno umido e un detergente neutro e asciugare con un panno morbido pulito. Evitare l'impiego di solventi (es. alcol e acetone) e detersivi chimici aggressivi che possono compromettere la funzionalità dell'occhiale.</p> <p>In caso di usura (es. graffi, opacità) o di alterazione di qualunque tipo della lente o della montatura, l'occhiale deve essere sostituito. Non sono previsti ricambi originali.</p>
---	---	--	--	--

40 mm

<p><b>distinguo</b></p> <p><b>NOTA INFORMATIVA OCCHIALI PREMONTATI - DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I</b></p> <p>REGOLAMENTO (UE) 2017/745</p> <p><b>INDICAZIONI GENERALI</b></p> <p>TECNO VISION SRL VIA TAZIO NUVOLARI, 22 47843 MISANO ADRIATICO (RN) - ITALIA C.F. e P.IVA: 04247980404</p> <p><a href="http://www.distinguoishop.com">www.distinguoishop.com</a> Informazioni e contatti: <a href="mailto:info@tecnovisionari.it">info@tecnovisionari.it</a></p>	<p><b>Potere diottrico: +1,00</b></p> <p>Distanza interpupillare: 62 mm</p> <p>Identificativo modello: <b>vedi asta interna dell'occhiale e cartellino</b></p> <p>N° lotto: <b>vedi asta interna dell'occhiale</b></p> <p>Data di fabbricazione: vedi ultime 4 cifre del numero di lotto (aa/mm)</p> <p><b>PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA EN 14139:2010 e al D.M. 26/11/2004</b></p>	<p><b>AVVERTENZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soltanto per una visione da vicino e per lettura.</li> <li>• Soltanto esami regolari per la vista effettuati presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi.</li> <li>• Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo.</li> <li>• Non destinato alla visione a distanza.</li> <li>• Non destinato alla protezione dell'occhio.</li> </ul> <p><b>USER INFORMATION SHEET</b></p> <p><b>READY-TO-WEAR NEAR-VISION SPECTACLES</b></p> <p><b>REGULATION (UE) 2017/745</b></p>	<p><b>GENERAL INFORMATION</b></p> <p>Dioptric power: +1,00</p> <p>Interpupillary distance: 62 mm</p> <p>Identification of model and lot number: see inside temple of reading glasses and tag - Date of manufacture: see last 4 digits of the lot number (yy/mm)</p> <p><b>PRODUCT COMPLIANT WITH EN 14139:2010 STANDARD</b></p> <p><b>WARNINGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For near-vision and reading use only.</li> <li>• Only regular eye-care professional eye examinations can determine your visual needs and eye health.</li> <li>• Not for driving or vehicle operation.</li> <li>• Not for distance vision.</li> <li>• Not for use as eye protection.</li> </ul>	<p><b>MAINTENANCE AND CLEANING</b></p> <p>Always use the original packaging for transport or keep it between +10°C and +35°C.</p> <p>Keep away from direct sunlight and avoid exposure to high temperatures, such as the heat in a car without conditioning (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the glasses.</p> <p>In case of occasional contact with sea water, pool water, chemicals (ie cosmetics, hair spray, sun protectors and pest repellents) use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth.</p> <p>Do not use solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the</p>	<p>glasses.</p> <p>In case of wear (ie scratches, dullness) or any other material alteration of lenses and/or frame, sunglasses must be replaced. No original spare parts available.</p> <p><b>"Non idoneo alla guida ed uso su strada"</b></p> <p><b>"Not suitable for driving and on-road use"</b></p> <p>MADE IN CHINA </p>
---	--	---	--	---	---


40 mm

<p><b>distinguo</b></p> <p><b>NOTA INFORMATIVA OCCHIALI PREMONTATI - DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I</b></p> <p>REGOLAMENTO (UE) 2017/745</p> <p><b>INDICAZIONI GENERALI</b></p> <p>TECNO VISION SRL VIA TAZIO NUVOLARI, 22 47843 MISANO ADRIATICO (RN) - ITALIA C.F. e P.IVA: 04247980404</p> <p><a href="http://www.distinguoishop.com">www.distinguoishop.com</a> Informazioni e contatti: <a href="mailto:info@tecnovisionari.it">info@tecnovisionari.it</a></p>	<p><b>Potere diottrico: +1,50</b></p> <p>Distanza interpupillare: 62 mm</p> <p>Identificativo modello: <b>vedi asta interna dell'occhiale e cartellino</b></p> <p>N° lotto: <b>vedi asta interna dell'occhiale</b></p> <p>Data di fabbricazione: vedi ultime 4 cifre del numero di lotto (aa/mm)</p> <p><b>PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA EN 14139:2010 e al D.M. 26/11/2004</b></p>	<p><b>AVVERTENZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soltanto per una visione da vicino e per lettura.</li> <li>• Soltanto esami regolari per la vista effettuati presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi.</li> <li>• Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo.</li> <li>• Non destinato alla visione a distanza.</li> <li>• Non destinato alla protezione dell'occhio.</li> </ul> <p><b>USER INFORMATION SHEET</b></p> <p><b>READY-TO-WEAR NEAR-VISION SPECTACLES</b></p> <p><b>REGULATION (UE) 2017/745</b></p>	<p><b>GENERAL INFORMATION</b></p> <p>Dioptric power: +1,50</p> <p>Interpupillary distance: 62 mm</p> <p>Identification of model and lot number: see inside temple of reading glasses and tag - Date of manufacture: see last 4 digits of the lot number (yy/mm)</p> <p><b>PRODUCT COMPLIANT WITH EN 14139:2010 STANDARD</b></p> <p><b>WARNINGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For near-vision and reading use only.</li> <li>• Only regular eye-care professional eye examinations can determine your visual needs and eye health.</li> <li>• Not for driving or vehicle operation.</li> <li>• Not for distance vision.</li> <li>• Not for use as eye protection.</li> </ul>	<p><b>MAINTENANCE AND CLEANING</b></p> <p>Always use the original packaging for transport or keep it between +10°C and +35°C.</p> <p>Keep away from direct sunlight and avoid exposure to high temperatures, such as the heat in a car without conditioning (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the glasses.</p> <p>In case of occasional contact with sea water, pool water, chemicals (ie cosmetics, hair spray, sun protectors and pest repellents) use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth.</p> <p>Do not use solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the</p>	<p>glasses.</p> <p>In case of wear (ie scratches, dullness) or any other material alteration of lenses and/or frame, sunglasses must be replaced. No original spare parts available.</p> <p><b>"Non idoneo alla guida ed uso su strada"</b></p> <p><b>"Not suitable for driving and on-road use"</b></p> <p>MADE IN CHINA </p>
---	--	---	--	---	---


40 mm

<p><b>distinguo</b></p> <p><b>NOTA INFORMATIVA OCCHIALI PREMONTATI - DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I</b></p> <p>REGOLAMENTO (UE) 2017/745</p> <p><b>INDICAZIONI GENERALI</b></p> <p>TECNO VISION SRL VIA TAZIO NUVOLARI, 22 47843 MISANO ADRIATICO (RN) - ITALIA C.F. e P.IVA: 04247980404</p> <p><a href="http://www.distinguoishop.com">www.distinguoishop.com</a> Informazioni e contatti: <a href="mailto:info@tecnovisionari.it">info@tecnovisionari.it</a></p>	<p><b>Potere diottrico: +2,00</b></p> <p>Distanza interpupillare: 62 mm</p> <p>Identificativo modello: <b>vedi asta interna dell'occhiale e cartellino</b></p> <p>N° lotto: <b>vedi asta interna dell'occhiale</b></p> <p>Data di fabbricazione: vedi ultime 4 cifre del numero di lotto (aa/mm)</p> <p><b>PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA EN 14139:2010 e al D.M. 26/11/2004</b></p>	<p><b>AVVERTENZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soltanto per una visione da vicino e per lettura.</li> <li>• Soltanto esami regolari per la vista effettuati presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi.</li> <li>• Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo.</li> <li>• Non destinato alla visione a distanza.</li> <li>• Non destinato alla protezione dell'occhio.</li> </ul> <p><b>USER INFORMATION SHEET</b></p> <p><b>READY-TO-WEAR NEAR-VISION SPECTACLES</b></p> <p><b>REGULATION (UE) 2017/745</b></p>	<p><b>GENERAL INFORMATION</b></p> <p>Dioptric power: +2,00</p> <p>Interpupillary distance: 62 mm</p> <p>Identification of model and lot number: see inside temple of reading glasses and tag - Date of manufacture: see last 4 digits of the lot number (yy/mm)</p> <p><b>PRODUCT COMPLIANT WITH EN 14139:2010 STANDARD</b></p> <p><b>WARNINGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For near-vision and reading use only.</li> <li>• Only regular eye-care professional eye examinations can determine your visual needs and eye health.</li> <li>• Not for driving or vehicle operation.</li> <li>• Not for distance vision.</li> <li>• Not for use as eye protection.</li> </ul>	<p><b>MAINTENANCE AND CLEANING</b></p> <p>Always use the original packaging for transport or keep it between +10°C and +35°C.</p> <p>Keep away from direct sunlight and avoid exposure to high temperatures, such as the heat in a car without conditioning (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the glasses.</p> <p>In case of occasional contact with sea water, pool water, chemicals (ie cosmetics, hair spray, sun protectors and pest repellents) use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth.</p> <p>Do not use solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the</p>	<p>glasses.</p> <p>In case of wear (ie scratches, dullness) or any other material alteration of lenses and/or frame, sunglasses must be replaced. No original spare parts available.</p> <p><b>"Non idoneo alla guida ed uso su strada"</b></p> <p><b>"Not suitable for driving and on-road use"</b></p> <p>MADE IN CHINA </p>
---	--	---	--	---	---


40 mm

<p><b>distinguo</b></p> <p><b>NOTA INFORMATIVA OCCHIALI PREMONTATI - DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I</b></p> <p>REGOLAMENTO (UE) 2017/745</p> <p><b>INDICAZIONI GENERALI</b></p> <p>TECNO VISION SRL VIA TAZIO NUVOLARI, 22 47843 MISANO ADRIATICO (RN) - ITALIA C.F. e P.IVA: 04247980404</p> <p><a href="http://www.distinguoishop.com">www.distinguoishop.com</a> Informazioni e contatti: <a href="mailto:info@tecnovisionari.it">info@tecnovisionari.it</a></p>	<p><b>Potere diottrico: +2,50</b></p> <p>Distanza interpupillare: 62 mm</p> <p>Identificativo modello: <b>vedi asta interna dell'occhiale e cartellino</b></p> <p>N° lotto: <b>vedi asta interna dell'occhiale</b></p> <p>Data di fabbricazione: vedi ultime 4 cifre del numero di lotto (aa/mm)</p> <p><b>PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA EN 14139:2010 e al D.M. 26/11/2004</b></p>	<p><b>AVVERTENZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soltanto per una visione da vicino e per lettura.</li> <li>• Soltanto esami regolari per la vista effettuati presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi.</li> <li>• Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo.</li> <li>• Non destinato alla visione a distanza.</li> <li>• Non destinato alla protezione dell'occhio.</li> </ul> <p><b>USER INFORMATION SHEET</b></p> <p><b>READY-TO-WEAR NEAR-VISION SPECTACLES</b></p> <p><b>REGULATION (UE) 2017/745</b></p>	<p><b>GENERAL INFORMATION</b></p> <p>Dioptric power: +2,50</p> <p>Interpupillary distance: 62 mm</p> <p>Identification of model and lot number: see inside temple of reading glasses and tag - Date of manufacture: see last 4 digits of the lot number (yy/mm)</p> <p><b>PRODUCT COMPLIANT WITH EN 14139:2010 STANDARD</b></p> <p><b>WARNINGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For near-vision and reading use only.</li> <li>• Only regular eye-care professional eye examinations can determine your visual needs and eye health.</li> <li>• Not for driving or vehicle operation.</li> <li>• Not for distance vision.</li> <li>• Not for use as eye protection.</li> </ul>	<p><b>MAINTENANCE AND CLEANING</b></p> <p>Always use the original packaging for transport or keep it between +10°C and +35°C.</p> <p>Keep away from direct sunlight and avoid exposure to high temperatures, such as the heat in a car without conditioning (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the glasses.</p> <p>In case of occasional contact with sea water, pool water, chemicals (ie cosmetics, hair spray, sun protectors and pest repellents) use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth.</p> <p>Do not use solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the</p>	<p>glasses.</p> <p>In case of wear (ie scratches, dullness) or any other material alteration of lenses and/or frame, sunglasses must be replaced. No original spare parts available.</p> <p><b>"Non idoneo alla guida ed uso su strada"</b></p> <p><b>"Not suitable for driving and on-road use"</b></p> <p>MADE IN CHINA </p>
---	--	---	--	---	---

40 mm

<p><b>distinguo</b></p> <p><b>NOTA INFORMATIVA OCCHIALI PREMONTATI - DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I</b></p> <p>REGOLAMENTO (UE) 2017/745</p> <p><b>INDICAZIONI GENERALI</b></p> <p>TECNO VISION SRL VIA TAZIO NUVOLARI, 22 47843 MISANO ADRIATICO (RN) - ITALIA C.F. e P.IVA: 04247980404</p> <p><a href="http://www.distinguoishop.com">www.distinguoishop.com</a> Informazioni e contatti: <a href="mailto:info@tecnovisionari.it">info@tecnovisionari.it</a></p>	<p><b>Potere diottrico: +3,00</b></p> <p>Distanza interpupillare: 62 mm</p> <p>Identificativo modello: <b>vedi asta interna dell'occhiale e cartellino</b></p> <p>N° lotto: <b>vedi asta interna dell'occhiale</b></p> <p>Data di fabbricazione: vedi ultime 4 cifre del numero di lotto (aa/mm)</p> <p><b>PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA EN 14139:2010 e al D.M. 26/11/2004</b></p>	<p><b>AVVERTENZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soltanto per una visione da vicino e per lettura.</li> <li>• Soltanto esami regolari per la vista effettuati presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi.</li> <li>• Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo.</li> <li>• Non destinato alla visione a distanza.</li> <li>• Non destinato alla protezione dell'occhio.</li> </ul> <p><b>USER INFORMATION SHEET</b></p> <p><b>READY-TO-WEAR NEAR-VISION SPECTACLES</b></p> <p><b>REGULATION (UE) 2017/745</b></p>	<p><b>GENERAL INFORMATION</b></p> <p>Dioptric power: +3,00</p> <p>Interpupillary distance: 62 mm</p> <p>Identification of model and lot number: see inside temple of reading glasses and tag - Date of manufacture: see last 4 digits of the lot number (yy/mm)</p> <p><b>PRODUCT COMPLIANT WITH EN 14139:2010 STANDARD</b></p> <p><b>WARNINGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For near-vision and reading use only.</li> <li>• Only regular eye-care professional eye examinations can determine your visual needs and eye health.</li> <li>• Not for driving or vehicle operation.</li> <li>• Not for distance vision.</li> <li>• Not for use as eye protection.</li> </ul>	<p><b>MAINTENANCE AND CLEANING</b></p> <p>Always use the original packaging for transport or keep it between +10°C and +35°C.</p> <p>Keep away from direct sunlight and avoid exposure to high temperatures, such as the heat in a car without conditioning (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the glasses.</p> <p>In case of occasional contact with sea water, pool water, chemicals (ie cosmetics, hair spray, sun protectors and pest repellents) use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth.</p> <p>Do not use solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the</p>	<p>glasses.</p> <p>In case of wear (ie scratches, dullness) or any other material alteration of lenses and/or frame, sunglasses must be replaced. No original spare parts available.</p> <p><b>"Non idoneo alla guida ed uso su strada"</b></p> <p><b>"Not suitable for driving and on-road use"</b></p> <p>MADE IN CHINA </p>
---	--	---	--	---	---

40 mm

<p><b>distinguo</b></p> <p><b>NOTA INFORMATIVA OCCHIALI PREMONTATI - DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I</b></p> <p>REGOLAMENTO (UE) 2017/745</p> <p><b>INDICAZIONI GENERALI</b></p> <p>TECNO VISION SRL VIA TAZIO NUVOLARI, 22 47843 MISANO ADRIATICO (RN) - ITALIA C.F. e P.IVA: 04247980404</p> <p><a href="http://www.distinguoishop.com">www.distinguoishop.com</a> Informazioni e contatti: <a href="mailto:info@tecnovisionari.it">info@tecnovisionari.it</a></p>	<p><b>Potere diottrico: +3,50</b></p> <p>Distanza interpupillare: 62 mm</p> <p>Identificativo modello: <b>vedi asta interna dell'occhiale e cartellino</b></p> <p>N° lotto: <b>vedi asta interna dell'occhiale</b></p> <p>Data di fabbricazione: vedi ultime 4 cifre del numero di lotto (aa/mm)</p> <p><b>PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA EN 14139:2010 e al D.M. 26/11/2004</b></p>	<p><b>AVVERTENZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soltanto per una visione da vicino e per lettura.</li> <li>• Soltanto esami regolari per la vista effettuati presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi.</li> <li>• Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo.</li> <li>• Non destinato alla visione a distanza.</li> <li>• Non destinato alla protezione dell'occhio.</li> </ul> <p><b>USER INFORMATION SHEET</b></p> <p><b>READY-TO-WEAR NEAR-VISION SPECTACLES</b></p> <p><b>REGULATION (UE) 2017/745</b></p>	<p><b>GENERAL INFORMATION</b></p> <p>Dioptric power: +3,50</p> <p>Interpupillary distance: 62 mm</p> <p>Identification of model and lot number: see inside temple of reading glasses and tag - Date of manufacture: see last 4 digits of the lot number (yy/mm)</p> <p><b>PRODUCT COMPLIANT WITH EN 14139:2010 STANDARD</b></p> <p><b>WARNINGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For near-vision and reading use only.</li> <li>• Only regular eye-care professional eye examinations can determine your visual needs and eye health.</li> <li>• Not for driving or vehicle operation.</li> <li>• Not for distance vision.</li> <li>• Not for use as eye protection.</li> </ul>	<p><b>MAINTENANCE AND CLEANING</b></p> <p>Always use the original packaging for transport or keep it between +10°C and +35°C.</p> <p>Keep away from direct sunlight and avoid exposure to high temperatures, such as the heat in a car without conditioning (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the glasses.</p> <p>In case of occasional contact with sea water, pool water, chemicals (ie cosmetics, hair spray, sun protectors and pest repellents) use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth.</p> <p>Do not use solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the</p>	<p>glasses.</p> <p>In case of wear (ie scratches, dullness) or any other material alteration of lenses and/or frame, sunglasses must be replaced. No original spare parts available.</p> <p><b>"Non idoneo alla guida ed uso su strada"</b></p> <p><b>"Not suitable for driving and on-road use"</b></p> <p>MADE IN CHINA </p>
---	--	---	--	---	---